

Normandie



Optionen

- Synchronverstellung von Rücken- und Beinverstellung mittels Gasfeder
- hoher bequem gepolsterter und geformter Rücken



Kopfkissen



Blutentnahme Armlaagen



B12 - Therapietisch



Modell ohne Rädern



Fußschemel
500 x 500 x 450 mm



Modell Normandie 2F mit getrennter Verstellung von Rücken/Beinauflage



Modell Provence ohne Rückenverstellung



Modell Languedoc ohne Beinauflage



lange, nach hinten gezogene, höhenverstellbare Armlehnen



660

540

0-170

510

1200

750

440

0-45°

780

26

130

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

