

Alesia

Multifunktionaler Pflegestuhl

Pflegestuhl mit hydraulisch verstellbarer Rückenlehne und Sitzkantelung, sowie manuell einstellbarer Beinauflage. Das Fussbrett lässt sich nach Wunsch ein- oder ausziehen. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.



VERMEIREN
we care for you

Komfort

Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit.

Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung. Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar.

Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), sowie die verstellbare Sitzkantlung.

Farben

C32	C33	C37	BR	GS	ZW
maissgelb	lavendel-blau	dunkel-blau	braun	grau	schwarz

Zubehör

- AL04 - Seitenpelotten (Paar)
- AL12 - Therapietisch Kunststoff
- AL52 - Infusionshalter
- AL55 - Kopflehne mit Nackenkissen
- AL83 - Sauerstoffhalter
- AL84 - Dokumentenhalter
- AL85 - Urinbeutelhalter



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	700 mm
■ Gesamthöhe	1330 mm
■ Gesamtlänge	800 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzkantlung	12°

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Alesia** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	800 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 270 mm
■ Gewicht	33 kg
■ Maximales Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you