



286B

Standardrollator

HMV-NR.: 10.50.04.1171

286 B Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.

Gesamtbreite	605 mm
Sitztiefe	160 mm
Sitzbreite	400 mm
Sitzhöhe	610 mm
Gesamthöhe	770 - 1010 mm
Gesamtlänge	645 mm
Gesamtgewicht mit Korb und Tablett	9,5 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Räder (vorne / hinten)	ø190 mm
Farben	kohlegrau

- Multifunktionsbremse
- Handgriffe ergonomisch

Schiebegriffe
verrutschsicher und
höhenverstellbar

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



- Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.

Tablett
abnehmbar

- Einkaufskorb abnehmbar
- Stockhalter



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen