



Quadri-Light

ROLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1248

Quadri-Light Leichtgewichtrollator, faltbar, mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz. Sehr einfacher Faltmechanismus. Zusätzlich sind auch die Räder einklappbar für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn. Transporttasche als Option erhältlich.

Gesamtbreite	650 mm
Gesamthöhe	805 - 930 mm
Gesamtlänge	700 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	610 mm
Sitztiefe	360 mm
Gesamtgewicht mit Einkaufsnetz	7,25 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Räder (vorne / hinten)	(8") 200 x 40 mm (7") 178 x 40 mm
Farben	grau - rot

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



- Multifunktionsbremse
- Handgriffe ergonomisch

gepolsterte Rückenstütze

Kipphilfe

Gehstützenhalter

abnehmbares Einkaufsnetz

Reflektoren vorne, seitlich und hinten für eine bessere Sichtbarkeit



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen