

Trigo T

leicht und
anpassungsfähig

HMV-NR.: 18.50.03.0260



VERMEIREN
we care for you

Beschreibung

Der **TRIGO T** ist ein trendiger, aktiver und leichter Rollstuhl, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und unabhängig sind. Sportlich und modern aussehende Hinterräder (Schnellverstellräder, die in Winkel und Höhe verstellt werden können) mit schwarzen Felgen, leicht zugänglichen Bremsen und kleinen vorderen Lenkrollen (höhenverstellbar) von 3" bis 6".


Der TRIGO T verfügt über **verstell- und abnehmbare Fußstützen**. Der Schwerpunkt des Rollstuhls kann verändert werden, um sich jedem Nutzer anzupassen. Abhängig von der Einstellung, kann der größte Teil des Gewicht des Nutzers und des Stuhls nach vorne oder hinten verlagert werden.



Optional Schiebestange



Optional Gehstützenhalter



Optional flexibler Kippschutz

Farben

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für die gesamte Farbpalette.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt Trigo T die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	460 - 660 mm
■ Gesamthöhe	457 - 945 mm
■ Gesamtlänge	676 - 1046 mm
■ Radsturz	0° bis 6°
■ Sitzbreite	300 - 500 mm
■ Vorderradgrößen	3", 4", 5", 6"

■ Sitzhöhe	380 - 510 mm
■ Höhe Rücken	250 - 510 mm
■ Sitztiefe	320 - 500 mm
■ Gewicht	12,3 kg
■ Maximales Benutzergewicht	70 - 130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.