

631

Aufrichter freistehend

Das Modell 631 ist eine Hubstange, die von einer einzelnen Person verwendet werden soll. Kann als Hebehilfe von einer liegenden in eine sitzende Position verwendet werden, entweder in Kombination mit einem Bett oder einem Stuhl. Der Dreiecksgriff kann in der Länge eingestellt und am Ende oder in der Mitte der Hubstange positioniert werden. Montage in wenigen Minuten und ohne zusätzliches Werkzeug.

■ Gesamtbreite	710 mm
■ Gesamtlänge	884 mm
■ Gesamthöhe	2005 mm
■ Gewicht	11 kg
■ Benutzergewicht	80 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

