

Sagitta

ADAPTIVROLLSTUHL MIT STARRER RAHMEN

Der Sagitta ist ein moderner, adaptiver Rollstuhl, der vollständig personalisiert werden kann. Armlehnen, Beinstützen und verstellbare Maße gehören dazu.



VERMEIREN
we care for you

Leichtgewicht

Das maximale Gewicht beträgt aufgrund des festen Rahmens aus leichtem Aluminium nur 11,7 kg. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Speicherschutz mit farbenfrohen Aufdrucken und einer großen Auswahl an Vorder- und Hinterrädern.

Farben



Hauptmerkmale



Neigungsverstellung der Rückenlehne ohne Werkzeug



Erhältlich in SI-Version mit verstellbarem Sitz



Einstellbarer Radsturz von 0° bis 8°



Standard-Handbremsen

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	550 - 780 mm
■ Gesamthöhe	720 mm
■ Gesamtlänge	755 - 855 mm
■ gefaltet	—
■ Sitzbreite	360 - 460 mm
■ Höhe Armlehnen	90 mm

■ Sitzhöhe	470 - 520 mm
■ Höhe Rücken	230 - 430 mm
■ Sitztiefe	330 - 380 - 420 mm
■ Gewicht	11,7 kg
■ Maximales Benutzergewicht	100 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Sagitta** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.