


# Montreal



Ruhe-, Liege- und Aufstehkomfort sind die hervorragenden Merkmale des Liftsessels MONTREAL. Der Sessel benötigt nur 100 mm Abstand zur Wand um dennoch die komplette Rückenverstellung nutzen zu können, da der Korpus bei diesem Modell während der Rückenverstellung nach vorne bewegt wird. Rücken (2)- und Beinauflage (1) werden dabei synchron betätigt.



Montreal

850

485

150

500

1140

830

510

700

53,98

150