

# Badehilfen



## Paris

Badewannendrehstuhl mit Hygieneausschnitt

Gesamtbreite: 721 mm  
 Innenbreite Badewanne: 560 - 660 mm  
 Tiefe: 515 mm  
 Höhe: 560 mm  
 Rückenlehnenhöhe: 325 mm  
 Sitzbreite: 410 mm  
 Gewicht: 6,65 kg  
 Belastbarkeit: 130 kg



## Magda

Badewannendrehstuhl

Drehbarer Sitz für die Badewanne (360° drehbar) Ausgestattet mit einer rutschfesten und geformten Sitzschale. Mit Armlehnen zur zusätzlichen Sicherung des Patienten.

Gesamtbreite: 520 mm  
 Länge: 730 mm  
 Höhe: 520 mm  
 Sitzbreite: 480 mm  
 Sitztiefe: 380 mm  
 Rückenlehnenhöhe: 340 mm  
 Innenbreite Badewanne: 560 - 660 mm  
 Gewicht: 5,9 kg  
 Belastbarkeit: 120 kg

