


Forest kids

MISCHFAHRER

Für jedes Gelände gerüstet! Der Forest Kids ist ein Elektro-Rollstuhl mit ansprechendem Design.

Der Sitz kann für jedes Kind optimal auf höchsten Sitzkomfort eingestellt werden. Die Griffe sind höhenverstellbar.

Die Polsterung ist sehr bequem. Der Sitz und die Rückenlehne sind mit elektrischen Federn verstellbar. Die vier Räder haben immer Bodenkontakt, sodass eine optimale Stabilität in jedem Gelände gewährleistet wird.



Die Pendelachse sichert einen permanenten Bodenkontakt auch im unwegsamen Gelände.



■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamtlänge	1050 mm
■ Gesamthöhe	930 - 1080 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Sitzbreite	320 / 350 / 370 mm
■ Sitztiefe	330 - 390 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 75Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	30 km
■ Gewicht	95 kg
■ Benutzergewicht	50 kg
■ zusätzliche Information	