




TriGO<sup>o</sup>







## Warum Dreiecksrohre?

Unsere Forschungs-und Entwicklungsteams haben die Dreiecksrohre perfektioniert, die die Basis Ihres Trigos bilden. Sie verleihen dem Stuhl nicht nur ein modernes und einzigartiges Aussehen, sondern haben zudem den Vorteil das Ihr Trigo leichter wird und gleichzeitig eine optimale Stabilität gewährleistet.





# TRIGO S

HMV-NR.: 18.50.03.0261



Unseren Rollstuhl gibt es in zwei Ausführungen.

Da ist zunächst der **Trigo S**, ein aktiver und faltbarer Stuhl, bei dem die Fußstützen im Rahmen integriert sind.

Das Design ist sportlich und aktiv.

Diese Konfiguration macht den Rollstuhl noch leichter, während die maximale Stabilität erhalten bleibt.







# TRIGO T

HMV-NR.: 18.50.03.0260



Die zweite Ausführung ist das Modell **Trigo T**. Dieser Rollstuhl wurde mit dem gleichen modernen Look entworfen. Der faltbare Rahmen hat abnehmbare und wegschwenkbare Fußstützen.

Aufgrund seines Designs eignet sich dieses Modell ideal für den einfachen Transport.



## AUSFÜHRUNGEN

**VERMEIREN** hat den Trigo als hochmodernen Rollstuhl für jeden Geschmack entworfen. Daher kann Ihr Trigo bei der Bestellung vollständig personalisiert werden.

Vom Rahmen, über die Armlehnen, bis hin zu den Rädern und einer Auswahl von mehr als 30 Farben. Kurz gesagt, es gibt fast so viele verschiedene Trigo-Rollstühle wie Benutzer !






## STUFENLOS EINSTELLBAR

Ihr **Trigo** ist ein dynamischer Rollstuhl.

An jedem Rollstuhl besteht die Möglichkeit viele Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. Radsturz, Radposition und die Neigung der Rückenlehne.





## EINSTELLBARER RADSTURZ FÜR JEDEN ROLLSTUHL

Dank eines ausgeklügelten Systems kann der Radsturz Ihres **Trigo** direkt an Ihrem Stuhl verändert werden !

Der Sturz kann in der gewünschten Position von 0 °, 2 °, 4 ° oder 6 ° (je nach Konfiguration) verändert werden. Ihr Trigo wird mit dem Sturz geliefert, der bei der Bestellung ausgewählt wurde.







## RADPOSITION

Um den **Trigo** an den Benutzer anzupassen und mehr oder weniger aktiv zu machen, kann die Position der Hinterräder direkt am Rahmen Ihres Rollstuhls eingestellt werden.

Die Hinterräder können in 8 verschiedenen Positionen vorwärts oder rückwärts verstellt werden. Ihr Trigo wird mit Rädern in der Position geliefert, die bei der Bestellung angegeben wurde.



## NEIGUNG DER RÜCKENLEHNE

Es gibt 3 mögliche Rückenlehnen für den **Trigo** : eine feste Rückenlehne, eine neigbare Rückenlehne und eine neigbare und klappbare Rückenlehne. Bei der zweiten und dritten Option kann die Neigung der Rückenlehne einfach am Stuhlrahmen eingestellt werden.





## ERHÄLTlich IN KINDERGRÖSSEN

Der **Trigo**-Rollstuhl wurde so konzipiert, dass er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist.

Aus diesem Grund ist der Trigo in Sitzbreiten von 30 cm bis 50 cm erhältlich. Auch für die kleineren Größen stehen eine Vielzahl an Zubehör und Optionen zur Verfügung.





# OPTIONEN

## SCHIEBGRIFFE



**PH 01** feste Schiebegriffe (12 cm)  
**PH 02** feste kurze Schiebegriffe (8 cm)



**PH 03** feste klappbare Schiebegriffe



**PH 04** höhenverstellbare Schiebegriffe  
(innenliegende Rückenrohre)



**PH 05** höhenverstellbare Schiebegriffe  
(hinter Rückenrohr)



**PH 06** faltbare und höhenverstellbare  
Schiebegriffe (hinter Rückenrohr)



Die Schiebegriffe **PH 03** und **PH 06** sind vollständig klappbar



# OPTIONEN

## ARMLEHNEN UND KLEIDERSCHUTZ



**B82-S und B82-C**  
fester und verstellbarer  
seitlicher Kleiderschutz,  
Aluminium oder Carbon



**B82**  
fester und verstellbarer  
Kleiderschutz,  
Aluminium mit Kotflügel



**Bi5**  
höhenverstellbare Armlehnen



**TUBE**  
Armlehnen,  
nach hinten versenkbar  
(nur mit festem Rücken)



**B82SL-A**  
Langer, abnehmbarer  
Kleiderschutz aus Aluminium



**B82L-A**  
Langer, abnehmbarer und  
verstellbarer Kleiderschutz  
mit Kotflügel, Aluminium



**B82S-C**  
Abnehmbarer- und  
verstellbarer Kleiderschutz  
aus Carbon



**B82-C**  
Langer, abnehmbarer und  
verstellbarer Kleiderschutz mit  
Kotflügel, Carbon

erhältlich in den Winkeln: 70°, 80° und 90°



Monobloc, Rohr aus Aluminium



Monobloc, Fußplatte aus Aluminium, faltbar



Monobloc, Fußplatte carbon, klappbar



Monobloc, mit höherer Fußplatte



Monobloc, mit klappbarer Fußplatte



Einzelne Fußstützen

# OPTIONEN

## BEINSTÜTZEN



70°



80°



90°



BA6 Fußstützen, um 5 cm verkürzt





# OPTIONEN

## RÄDER

### Vorderräder



**Standard schwarz**  
3", 4", 5", 6"



**Transparent**  
3", 4", 5", 6"



**Aluminium silber**  
3", 4", 5"



**Aluminium blau**  
3", 4", 5"



**Aluminium rot**  
3", 4", 5"



**Carbon**  
4", 5"



**LED**  
4", 5"

### Hinterräder



**Standardräder**  
18"



**Designräder**  
20", 22", 24", 26"



**Spirit Räder aluminium**  
24"



**Spirit Räder rot**  
24"



**Spirit Räder blau**  
24"



**Off-road Räder**  
24"



**Right Run Räder schwarz**  
erhältlich mit Design-  
und Spiriträdern



**Marathon Plus Räder**  
erhältlich mit Design-  
und Spiriträdern

# OPTIONEN

## BREMSEN



Druck- oder Ziehbremsten



Sportbremsen



Standardbremsen mit  
klappbaren Griffen (B40)



# OPTIONEN

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



**Gehstützenhalter  
links oder rechts**  
B31L oder B31R



**Kippstützen  
links oder rechts**  
B78L oder B78R



**Reiserolle**  
B86



**Stabilisationsstange**  
B90



**Neoflex-Gurte**  
finden Sie auf unserer  
Webseite: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)



**Rückentasche**



**Höhenverstellbare  
Kopfstütze**  
B47



**Seitenpelotten links oder  
rechts (kleine Ausführung)**  
L04S L oder L04S R



**Trommelbremse**  
24» x 1/3 8» graue Räder



**Speichenschutz**  
finden Sie auf unserer  
Webseite: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

Weitere Optionen und Zubehör finden Sie auf unserem Bestellbogen.

# MEHRERE FARBOPTIONEN



**C4M - Rot matt**  
**C4G - Rot glänzend**



**C5M - Schwarz matt**  
**C5G - Schwarz glänzend**



**C8M - Gelb matt**  
**C8G - Gelb glänzend**



**C29M - Silber matt**  
**C29G - Silber glänzend**



**C53M - Orange matt**  
**C53G - Orange glänzend**



**C55M - Inox matt**  
**C55G - Inox glänzend**



**C56M - Blaugrau matt**  
**C56G - Blaugrau glänzend**



**C59M - Champagner matt**  
**C59G - Champagner glänzend**



**C71G - Blaumetallic**  
**glänzend**



**C72G - Weinrot**  
**glänzend**



**C73G - Grünmetallic**



**C76M - Metallic weiß matt**  
**C76G - Metallic weiß glänzend**



**C78G - Softblau**  
**glänzend**



**C79M - Hellblau matt**  
**C79G - Hellblau glänzend**



**C85M - Grasgrün matt**  
**C85G - Grasgrün glänzend**



**C87M - Melonengelb matt**  
**C87G - Melonengelb glänzend**



**C88M - Gold matt**  
**C88G - Gold glänzend**



**C89M - Kupfer matt**  
**C89G - Kupfer glänzend**



**Und Dutzende anderer Farben**  
**auf Ihren Wunsch**  
**(mit Aufpreis)**



# TECHNISCHE ANGABEN



Sitzbreite : **300 bis 500 mm** (20 mm-Schritte)

Gesamtbreite (Sturz 0°) : **460 bis 660 mm**

Sitztiefe : **320 bis 500 mm** (20 mm-Schritte)

Sitzhöhe : **380 bis 510 mm** (je nach Konfiguration)

Gesamtgewicht : **ab 12 kg** (je nach Konfiguration)

Maximales Benutzergewicht : **70 oder 130kg** (je nach Konfiguration)

Möglichkeit einer klappbaren Rückenlehne : **ja**

Rückenhöhe : **250 bis 510 mm** (je nach Konfiguration)

Vorderradgrößen : **3", 4", 5", 6"**

Hinterradgrößen : **18", 20", 22", 24", 26"**

Radsturz : **0° bis 6°** (direkt am Stuhl einstellbar)

Erhältliche Polsterung : **Nylon, Nylon PLUS, 3D Net**

Maße in mm, Gewicht in kg. Messtoleranz: 15 mm, 1,5 kg, 1,5 °



**VERMEIREN Deutschland GmbH**

Wahlerstraße 12a  
40472 Düsseldorf  
Deutschland

Tel.: +49(0)211 94 27 90  
Fax: +49(0)211 65 36 00  
@ : info@vermeiren.de

**www.vermeiren.de**

---

---

---

---

---

---

---

---

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ausgabe September 2022.

Abbildungen können abweichen. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für die neueste Version siehe: **www.vermeiren.de**

Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



TriGO<sup>o</sup>

