

Toilettenhilfen



Stacy

Duschoilettenstuhl

mit abklappbaren Armlehnen,
Deckel und Toiletteneimer

Gesamtbreite: 570 mm
Tiefe: 530 mm
Sitzbreite: 450 mm
Sitzhöhe: 440 - 590 mm
Höhe (Deckel geschlossen) 640 mm
Höhe Armlehnen: 230 mm
Gesamthöhe: 800 - 950 mm
Gewicht: 8,6 kg
max. Nutzergewicht: 130 kg



Tina

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen

Gesamtbreite: 520 mm
Tiefe: 430 mm
Höhe: 380 mm
Sitzbreite: 450 mm
Klemmverstellung: 5 - 90 mm
Gewicht: 2,5 kg
Belastbarkeit: 130 kg

Gloria

Toilettensitzerhöhung

Breite: 430 mm
Tiefe: 450 mm
Höhe: 115 mm und 180 mm
Klemmverstellung: 5 - 90 mm
Gewicht: 1,85 kg
Belastbarkeit: 130 kg



Liddy

Liddy dient Ihrer Unterstützung
bei der Nutzung Ihrer Toilette,
wird fest am Toilettenbecken
installiert und ist höhenverstellbar.

Gesamtbreite: 560 mm - 660 mm
Tiefe: 470 mm
Höhe: 630 - 740 mm
Gewicht: 1,45 kg
max. Nutzergewicht: 113 kg

