

286i

Standardrollator

286i Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.

Gesamtbreite	600 mm
Sitztiefe	160 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gesamthöhe	780 - 990 mm
Gesamtlänge	680 mm
Gesamtgewicht mit Korb und Tablett	9,85 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Räder (vorne / hinten)	ø190 mm
Farben	kohlegrau oder blau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



- Multifunktionsbremse
- Handgriffe ergonomisch

Schiebegriffe
verrutschsicher und
höhenverstellbar

- Tablett
abnehmbar
- Bremskabel mit
Führungsklammern

- faltmechanismus
mit Sicherheitshebel
- Rahmen faltbar

- abnehmbarer
Einkaufskorb mit Henkel
- Auffanggitter abnehmbar
- Stockhalter

Softräder
pannensicher



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen