

# Eclips X4 Kids

## Leichter Kinderrollstuhl

Der aus Aluminium gefertigte Eclips X4 Kids bietet Ihnen einen ultraleichten Rollstuhl, kombiniert mit Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Ausgestattet mit Kleiderschutz ergibt sich ein sehr moderner Look. Ohne die Räder und Fußstützen wiegt der Eclips X4-Kids nicht mehr als 9 kg, was den Transport sehr einfach macht.



## Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



Kleiderschutz



Hinterräder mit Steckachsen



Aluminiumgabeln



Fußplatten winkelverstellbar

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	500 / 550 mm
■ Gesamthöhe	820 - 980 mm
■ Gesamtlänge	830 - 1000 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	320 / 370 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 180 mm

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Eclips X4 Kids** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

## Farben



Modell T30 - Transitvariante

■ Sitzhöhe	420 - 470 mm
■ Höhe Rücken	350 - 400 mm
■ Sitztiefe	310 - 370 / 330 - 390 mm
■ Gewicht	15 kg
■ Maximales Benutzergewicht	80 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.