



D200-V

Leichtgewicht

HMV-Nr.: 18.50.02.2117

Der Leichtgewichtrollstuhl D200 V wurde auf der Grundlage des beliebten Modells D200 entwickelt, jedoch mit einigen Anpassungen. Die verstellbare Rückenlehne, die verstellbare Rückenhöhe und die verstellbare Sitztiefe über das Sitztuch sorgen für ein noch individuelleres Erlebnis mit Ihrem Rollstuhl.



VERMEIREN
we care for you

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



Steckachse für einfache und schnelle Entfernung der Räder



Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar



Höhenverstellbare Schiebegriffe



Armpolster höhen- und tiefeneinstellbar



Option B78 Kippschutz



Option BZ8 - höhenverstellbare Beinstützen



Kletterücken anpassbar, Rückenhöhe einstellbar



Fußplatten winkelvestellbar

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Gesamthöhe	890 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	995 - 1045 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Höhe Armlehnen	200 - 240 mm

■ Sitzhöhe	470 - 530 mm
■ Höhe Rücken	450 - 510 mm
■ Sitztiefe	395 - 450 mm
■ Gewicht	16,2 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **D200-V** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Farben

C80

blau

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**