

Eclips⁺

Leichtgewichtsrollstuhl aus Aluminium, ausgestattet mit einer Steckachse für einfache und schnelle Entfernung der Räder und einem verstärktem Doppelkreuz.

max.
Belastbarkeit

130 kg

Sitzbreite 55 cm
3 Sitztiefen



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben Eclips⁺

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
590	390	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
620	420	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
640	440	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
660	460	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
680	480	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
700	500	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130
750	550	300	0° - 13°	220	430 - 530	910 - 1015	1040 - 1080	420 - 460	400 - 460	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten
15,8	5°	7,5°	60	1530	200	24"



Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

Optionen



Weitere Optionen erhalten Sie von Ihrem Händler oder fordern Sie unseren Katalog.

Farben



B05

Armlehne
einstellbar
in Höhe

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Austria GmbH

Schärldinger Straße 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0)7229 64900 - Fax: +43 (0)7229 64900-90
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

Vermeiren Schweiz S.A.

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.