



V300 XL

Schwerlastrollstuhl

HMV-NR.: 18.50.02.3042

Der V300 XL ist das Spitzenmodell der V-Serie. Um das Gesamtgewicht zu reduzieren und einen einfachen Transport zu gewährleisten, wird der V300 XL aus leichtem Aluminium hergestellt.



VERMEIREN
we care for you

Schwerlastrollstuhl

Er bietet viele technische Einstellmöglichkeiten und kann so individuell an den Nutzer angepasst werden. Mit einem maximalen Nutzergewicht von 170 kg ist der V300 XL einer unserer leichtesten Rollstühle für Menschen mit einem höheren Körpergewicht. Er wiegt nur 21 kg.

Farben

C59

- 3 Sitzbreiten
- 4 Sitzhöhen
- 4 Sitztiefen
- 3 verschiedene Armlehnenmodelle
- maximales Benutzergewicht: 170 kg
- Vielzahl verschiedener Optionen

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
■ Gesamthöhe	840 - 930 mm
■ Gesamtlänge	1085 mm
■ gefaltet	350 mm
■ Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine adäquate Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können adaptiert werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

In Sachen Qualität erfüllt der **V300 XL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt werden.



■ Sitzhöhe	440 - 530 mm
■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	490/510/530/550 mm
■ Gewicht	21 kg
■ Maximales Benutzergewicht	170 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you