

EZ1

Multifunktionsrollstuhl mit erhöhter Belastbarkeit

Der klassische EZ1 ist immer noch sehr beliebt.
100% Handwerkskunst; bequemer Sitz und Rückenlehne
sowie Optionen und Anpassungen, um den Stuhl
auf Ihre Wünsche abzustimmen.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale

- Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt
- Rückenneigung bis 50° mit Gasfeder verstellbar
- Rückenhöhen 60 cm oder 50 cm
- Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt
- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Beinstützen mit Längenausgleich winkelverstellbar 113°



Abnehmbare Armlehnen und Seitenteile für einfachen Transfer



Höhenverstellbare Schiebegriffe

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **EZ1** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



faltbare Rückenlehne

Technische Informationen

| | |
|------------------|--|
| ■ Gesamtbreite | 600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm |
| ■ Gesamtlänge | 1116 mm |
| ■ Gesamthöhe | 980 mm |
| ■ Sitzneigung | -5° +15° |
| ■ Sitzbreite | 390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm |
| ■ Höhe Armlehnen | 190 / 290 mm |

| | |
|----------------------------|--------------|
| ■ Sitzhöhe | 490 - 620 mm |
| ■ Höhe Rücken | 500 / 600 mm |
| ■ Sitztiefe | 430 - 520 mm |
| ■ Gewicht | 43,45 kg |
| ■ Benutzergewicht | 150 kg |
| ■ zusätzliche InformationW | CE |

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.