

# Ceres 4 TÜV



Robustes 4-Rad-Elektromobil mit ergonomisch geformtem Sitz, hoher Rückenlehne und Sitztiefeverstellung, sowie Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern und als 10 km/h-Variante mit Zulassung für den deutschen Straßenverkehr.

T-Lenker mit rutschfesten Griffen

Kopfstütze verstellbar

Rückspiegel

Sitztiefe einstellbar

Rückenlehne stufenlos verstellbar

Einkaufskorb abnehmbar

Einzelradfederung

Stoßstange

Anti-Rutschmatte


Armlehnen breiten- und höhenverstellbar



10



30



9°/15%




100



2750



610



1160



1310



4.00-5 Luft/4



420-690



115



135



2 x 12V / 50 Ah



470 W