

6 km/h - 4-Rad

Ceres 4



Robustes 4-Rad-Elektromobil mit ergonomisch geformtem Sitz, hoher Rückenlehne und Sitztiefenverstellung, sowie Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeigern.



T-Lenker mit rutschfesten Griffen

Rückspiegel

Kopfstütze verstellbar

Sitztiefe einstellbar

Rückenlehne stufenlos verstellbar

Einkaufskorb abnehmbar

Einzelradfederung

Anti-Rutschmatte

Stoßstange


Armlehnen breiten- und höhenverstellbar



6



30



9°/15%




100



2750



610



1160



1310



4.00-5 Luft/4



420-690



115



135



2 x 12V / 38 Ah



470 W

Reichweitenangaben unter optimalen Bedingungen. Abbildungen können im Detail abweichen. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

