

D100

Standard-Rollstuhl

Der Rollstuhl D100 ist eine hervorragende Kombination zwischen Technik, Komfort und VERMEIREN-Qualität. Der D100 ist Ihr idealer kompakter Leichtgewichtrollstuhl. Vollständig faltbar mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.



VERMEIREN
we care for you



Standard

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Abklappbare und abnehmbare Fusstützen
- Sitzhöhe in 3 Positionen verstellbar
- Integrierte Achsrückverlagerung

Optionen

Der **D100** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C29

grau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Gesamthöhe	880-940 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Armlehnenhöhe	220-240 mm

■ Sitzhöhe	470-530 mm
■ Rückenhöhe	420 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **D100** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**