

Eco-Light II

Leichtgewichtrollator

HMV-Nr. 10.50.04.1251



Der **Eco-Light II** ist ein faltbarer vierrädriger Rollator mit einem abnehmbaren Korb, gepolstertem Sitz, Stockhalter, Feststellbremse und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Ein abnehmbarer Bügel bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. In Sekunden faltbar und transportbereit.

Gesamtbreite	615 mm
Sitztiefe	305 mm
Sitzbreite	355 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gesamthöhe	800 - 930 mm
Gesamtlänge	695 mm
Gesamtgewicht	7,5 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	120 kg
Räder (vorne / hinten)	8 x 1 ¹ / ₄ (ø 200 mm)
Farben	grau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen