

Navix

Bessere Manövrierbarkeit
durch einen kompakten
Vorderradantrieb



- Bessere Bewältigung von Hindernissen
- Schnelles Wenden
- Einfacher Transfer
- Einfach zu transportieren: passt selbst in ein kleines Auto
 - Anpassbar an individuelle Bedürfnisse



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen Navix

2x12V 38Ah	2x220W	6 km/h	20 km	9°	50	1250				
580 580 630	400 450 500	260-350 260-350 260-350	400/450/500 400/450/500 400/450/500	380-500 380-500 380-500	580 580 580	330-400 330-400 330-400	1010 1010 1010	78,8 kg 78,8 kg 78,8 kg	130 130 130	

Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 cm und 1,5 kg) sind möglich.

Bessere Manövrierbarkeit

Mit dem **Navix** können Benutzer in engen Räumen leichter wenden und Hindernisse, wie beispielsweise Türschwellen besser meistern.

Der benutzerfreundliche Navix kann an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Der kompakte und zerlegbare Navix passt auch in ein kleines Auto und sorgt so für noch mehr Mobilität.



Optionen

- Plexiglas-Tisch
- LED-Leuchten
- Kippschutz
- Neigbare Fußplatte
- Abschwenkbare Steuereinheit
- Lift
- Verschiedene Sitz- und Rückenlehnenausführungen
- Seitenpelotten
- Kopfstütze
- Elektrische Beinstützen
- Höheneinstellbare Steuereinheit

Farben



Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Diese werden in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute getestet.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Änderungen vorbehalten.