

Forest 3 su

Stand-up

HMV-Nr. 18.99.03.2036

Der Forest 3 SU ist ein elektrischer Rollstuhl mit Aufstehhilfe. Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit zusätzlichen Funktionen. Komplett mit einem Sicherheitsgurt auf Brusthöhe und einem gepolsterten Knieschutz für vollständige Sicherheit.

Die Bedieneinheit ermöglicht die Verwendung von der gesamten Standposition in die Sitzposition, bis zur 180°-Liegeposition. Die kleinen Räder an der Fußplatte sorgen für zusätzliche Stabilität beim Fahren mit Ihrem Forest 3 SU.



VERMEIREN
we care for you

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **FOREST 3 SU** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Farben



Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	602 / 670 mm
■ Gesamtlänge	1170 mm
■ Gesamthöhe	1100 - 1575 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 mm
■ Sitztiefe	420 - 470 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	50 km
■ Gewicht	165 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

