

# Sagitta KIDS

ADAPTIV-LEICHT-ROLLSTUHL  
FÜR KINDER

**Sagitta Kids, der Adaptivrollstuhl für Kinder, hat die gleichen Möglichkeiten und Vorteile wie sein großer Bruder Sagitta. Perfekt an Ihr Kind angepasst, ohne unnötige Optionen hinzuzufügen.**



**VERMEIREN**  
we care for you

## einstellbar

Der Rahmen wurde so konzipiert, dass die Sitzbreite sehr anpassungsfähig ist. Mit einer verstellbaren Rückenlehne und Sitzspannung, einem verstellbaren Schiebebügel, einer Rückenlehnenneigung (ohne Werkzeug einstellbar) und einem Radsturz von 0° bis 10° sind die Möglichkeiten der Personalisierung unbegrenzt. Kombinieren Sie diese Einstellungen mit einer großen Auswahl an Farben und es ergibt sich ein Rollstuhl, der an Ihr Kind angepasst ist.

## Farben



## Hauptmerkmale



**anpassbarer  
Kletrücken**



**Umklappbare Rückenlehne  
für einfachen Transport**



**Vollständig konfigurierbarer  
Stuhl nach Maß**

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	460 / 655 mm
■ Gesamtlänge	700 - 750 mm
■ Gesamthöhe (umgeklappte Rückenlehne)	440 mm
■ Gefaltet	–
■ Sitzbreite	240 - 340 mm
■ Höhe Armlehnen	120 mm

■ Sitzhöhe	370 - 428 mm
■ Höhe Rücken	230 - 430 mm
■ Sitztiefe	280 - 300 - 320 mm
■ Gewicht	9 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



## Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Sagitta kids** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**