

# Bobby

## Transportrollstuhl

**Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl, sehr einfach und klein zu falten.** Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Transportrollstuhl

Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl, sehr einfach und klein zu falten.

- faltbar
- Begleitpersonbremse mit Feststeller
- gepolsterte fixe Armlehnen
- winkelverstellbare Fußplatten
- längeneinstellbare Fußstützen
- Fersenbänder
- Sicherheitsgurt
- Utensilientasche auf dem Rücken
- Rücken faltbar für den Transport
- Ankipphilfe

Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen.



Utensilientasche auf dem Rücken



Ankipphilfe



Hinterradbremsen



Rücken faltbar für den Transport

## Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Bobby** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	575 / 635 mm
■ Gesamthöhe	940 mm
■ Gesamtlänge	950 mm
■ gefaltet	270 mm
■ Sitzbreite	420 / 480 mm
■ Höhe Armlehnen	220 mm

■ Sitzhöhe	500 mm
■ Höhe Rücken	380 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Gewicht	9,40 / 9,95 kg
■ Maximales Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.