



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Inovys

Multifunktion
in neuer
Dimension

Hohe Funktionalität
Leichte Handhabung

Multifunktionskopfstütze,
Kopfablage 360° drehbar

Schiebegriffe
höhenverstellbar

Sitz und Rücken
ergonomisch
geformt

Armlehnen gepolstert,
höhen- und tiefenverstellbar

Rückenpolster
höhenverstellbar

Rückenpolsterneigung
positionierbar

Beinstützen breiten-
und tiefenverstellbar

Winkel-
verstellung
mit Schnell-
verriegelung











Sitzhöhe einstellbar
mit serienmäßiger
Radkombination

Sitztiefe einstellbar










Fußplatten
winkelverstellbar



Technische Angaben Inovys

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Sitzneigung	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe
630	400	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
680	450	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
730	500	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520

Maße in mm, Gewicht in kg, Winkel in °. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15mm, 1,5kg und 1,5°) sind möglich.

 Rücken- höhe	 max. Steigung	 Räder vorne	 Räder hinten	 Gewicht	 max. Belastbarkeit			
550-585	15°	200 x 50	16" - 22" - 24"	36	135			
550-585	15°	200 x 50	16" - 22" - 24"	36	135		HMV-Nr.: 18.50.02.7048	
550-585	15°	200 x 50	16" - 22" - 24"	36	135		Pflege-HMV-Nr.: 50.45.07.2024	

Abmessungen angegeben mit 24"/200x50-Bereifung. Maße in mm, Gewicht in kg, Winkel in °. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15mm, 1,5kg und 1,5°) sind möglich.

Optionen



B12A - Therapietisch



L04 - Seitenpelotten



B74 - Trommelbremsen
Begleitperson



B66v - Unterarmschale



T30 - Transitvariante



E - elektrische Rücken-/
Sitzkantelung

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.