

# Mia

## Toilettensitzerhöhung



**Auch mit (optional) abehmbarer und leicht zu reinigender Softauflage erhältlich.**

**Mia** ist eine anpassungsfähige Toilettensitzerhöhung, die mit den meisten gängigen Toiletten kompatibel ist. (Erhältlich in Sitzhöhe 10 cm oder 15 cm). Sie kann ohne Werkzeug an Ihre Toilette angebaut werden. Um den Sitzkomfort zu erhöhen, ist optional eine Softauflage erhältlich, die ebenfalls leicht zu reinigen ist.

Gesamtbreite	365 mm
Gesamthöhe	100 - 150 mm
Gesamtlänge	405 mm
Max. zulässiges Benutzergewicht	225 kg
Farben	weiß

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



**VERMEIREN Deutschland GmbH** - Wahlerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland  
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de) - [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## Ihre Mobilität ist unser Anliegen