








Alois

Maximaler Komfort in
minimaler Höhe



Technische Daten Alois

						
Breite	Länge	Höhe min.	Höhe max.	Neigung Kopfstütze	Neigung Fußstütze	Belastbarkeit
107 cm	207 cm	20 cm	72 cm	65°	30°	140 kg

Maße in cm, Gewicht in kg

Abweichungen bei Maße, Gewicht und Winkel (1,5 cm, 1,5 kg und 1,5°) sind möglich.

Option : Halterung für Handbedienung



4 Doppelräder mit Bremsen



Komfortabel und praktisch

Mit der Handbedienung verstellen Sie problemlos

- Höhe
- Kopfteil
- Knieknick (das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden)

Alle 4 Räder sind einzeln bremsbar. Durch die niedrige Bauart ist das Bett geeignet für eine Versorgung, bei der eine besonders geringe Liegeflächenhöhe erforderlich ist.

Ihre Wünsche sind entscheidend

Seit mehr als 50 Jahren ist Vermeiren ein bedeutender Lieferant von Zubehör für die häusliche Pflege.

Dabei streben wir stets nach der Erfüllung Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist jedes unserer Produkte das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.



Knieknick

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95
Fax: +41 (0) 31 818 40 98
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.