



**VERMEIREN**

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Four-Light

Leichtgewichtrollator



Schiebegriffe höhenverstellbar,  
Handgriffe ergonomisch geformt

Rückengurt gepolstert,  
abnehmbar und  
höhenverstellbar

Multifunktionsbremse

Sitzfläche gepolstert

Ablagekorb flexibel  
und fest montiert

Seitliche Faltbarkeit  
durch Scherensystem

Ankipphilfe beidseitig

Softräder pannensicher

Steckachsen "Quick Release" zur  
Demontage der Vorderräder



## Technische Angaben Four-Light

Gesamt- breite	Breite gefoldet	Gesamt- tiefe	Sitz- breite	Sitz- höhe	Sitz- tiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- gewicht	max. Belastung	Beladung Korb	Rad- größe
660	300	750	450	550	250	870 - 990	8,45	130	5	200x35 (vorne) 175x35 (hinten)

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich.

## Leicht farbar und leicht fahrbar



Die extrem leichte Bauweise von unter 8,5 kg macht den Four-Light zu einem der leichtesten Rollatoren aus Aluminium trotz Ausstattung mit Korb und Rückengurt. Der fest montierte Transportkorb lässt sich mit dem Rollator seitlich falten und der Rollator lässt sich leicht verstauen. Abnehmbare Räder gehören zur Serienausstattung ebenso wie der Gehstockhalter, der wahlweise links oder rechts am Rahmen montiert werden kann.



## Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



## Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: info@vermeiren.de  
Site: www.vermeiren.de



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.