



JAZZ S50

KIDS

Kompakt und Robust

Der **Jazz S50 Kids** ist der perfekte Begleiter für den ambulanten Einsatz. Kompakt und robust, ist er der perfekte Rollstuhl für den Verleih. Die auffällig grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und die jugendliche Attraktivität.





Farbe



C91: apfelgrün



Produkte, die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen – nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle modular und lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Alle Rollstuhltypen, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person einen passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Garantierte Qualität

Der **Jazz S50 kids** entspricht den höchsten Qualitätsstandards, die von zertifizierten Testinstituten in den meisten europäischen Ländern festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	518 - 558 mm
■ Gesamthöhe (gefaltet)	915 mm
■ Gesamtlänge	914 mm
■ Sitzbreite	320 - 360 mm
■ Höhe Armlehnen	211 mm
■ Sitzhöhe	457 mm

■ Höhe Rücken	360 mm
■ Sitztiefe	325 mm
■ Gewicht	15,20 kg
■ Maximales Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**