

# one <sup>SPRING</sup> air+

Integrierte Federung für maximalen Fahrkomfort  
Kompakter Indoor Scooter  
Perfekt für tägliche Fahrten  
Angepasst an Ihren Stil



Federung direkt unter dem Sitz montiert



Doppelte Hinterradfederung



one <sup>SPRING</sup> air+ = 4

4 verschiedene Farbvarianten. Ändern Sie das Design wann immer Sie möchten. Kein Werkzeug erforderlich.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Kompakt und Stilvoll

Der **One Air+ SPRING** (mit **Luftbereifung** und integriertem **Federungssystem**) ist ein perfekter kompakter und eleganter Scooter für den Innen- und Aussenbereich mit Luftbereifung. Passt sich Ihrem Stil und Ihrem Lebensstil an! Dank seiner leichten und kompakten Form kann der **One Air+ SPRING** für kurze tägliche Fahrten zu Restaurants, Geschäften oder zum Navigieren in kleinen Räumen verwendet werden. Der Scooter lässt sich vollständig zerlegen, daher ist es einfach ihn zu transportieren oder zu verstauen. Die 4 einzigartigen Farben können leicht ausgetauscht werden, damit Sie das Design Ihres Scooters jederzeit verändern können.

## Farben

Ihr **One Air+ SPRING**-Scooter wird mit 4 austauschbaren Farbvarianten geliefert. Einfach zu wechseln, um das Design zu ändern. One = 4



Blau



Hellgrün



Orange



Zartes Rosa



Ausgestattet mit einer **Lithium-Akku**, der nur **4,25 kg** wiegt



Luftreifen



Passt in ein kleines Auto

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	490 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Sitzhöhe	525-570 mm
■ Wendekreis	1150 mm
■ Batterie	24V - 20 Ah

■ Reichweite	26 km*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h*
■ Gewicht	42,35 kg
■ Benutzergewicht	136 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

\* Reichweite und Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%)

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



## Produkte die zu Ihnen passen

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **One Air+ SPRING** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



Vollständig zerlegbar für kompakte Aufbewahrung

Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.