



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Eagle

Patientenlift

■ EAGLE 620: bis max. 150 kg

HMV-NR.: **22.40.01.0079**

■ EAGLE 625: bis max. 175 Kg

HMV-NR.: **22.40.01.0080**

Stabile
Schiebegriffe

Schnellentriegelung
zum Falten des Lifters

Sichere Aufhängung
für Tragegurte

Fernbedienung mit
Aufhängung

Auf- und Abbau
ohne Werkzeug

Fußbedienung
des Spreizgestells

Niedrige Unterfahrbarkeit
von 11,15 cm

Stabile Doppelrollen
mit Fußbremse

Stabile Doppelrollen

Abb.: Eagle 620



Technische Angaben Eagle

Modell	 max. kg	 Tiefste Pos. ZAP	 Höchste Pos. ZAP	 Gesamt- länge	 Breite ungespreizt	 Breite gespreizt	 Gewicht
Eagle 620	150	728	1740	1115	550	1035	37
Eagle 625	175	766	1840	1290	680	1225	42



Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.


Abb.: Eagle 625



Lifternäher

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie verschiedene Lifternäher. Ob als Standardversion, Hygiene- oder Komfortversion mit Oberkörperstützung; unsere Lifternäher bieten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewünschte Unterstützung.

STANDARD				
erhältlich in den Größen M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)				
	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



KOMFORT

erhältlich in den Größen


M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)

	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420

A technical line drawing of a garment, likely a vest or a short-sleeved shirt, showing its silhouette and key measurement points. The diagram includes the following labels:


- A**: Chest width across the chest.
- B**: Shoulder width across the shoulders.
- C**: Sleeve length from the shoulder to the cuff.
- D**: Torso length from the base of the neck to the waistline.
- E**: Neck circumference.

 The garment is shown in a front view with a collar and a central opening.




Die Lifternäher erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer, ob als gepolsterte Tuchversion oder als Lifternäher in Netzstruktur.

HYGIENE				
erhältlich in den Größen M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)				
	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Gepolstertes Lifternäher aus hochwertig vernähtem und waschbarem Material.



Lifternäher in Netzstruktur aus hochwertig vernähtem und waschbarem Material.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.