

9062 - 9063

Toilettenstuhl

9062 : HMV-NR.: 33.40.04.0033

9063 : HMV-NR.: 33.40.04.0035



Model 9063
höhenverstellbare Füße

Dieser klassische Toilettenstuhl mit Skai-Polsterung bietet optimale Hygiene und Komfort. Die Qualität dieses Stuhls wird durch die stabilen, festen Armlehnen und die Rückenlehne gewährleistet. Die geschwungene Rückenlehne sorgt für mehr Komfort, die Polsterung fühlt sich weich an und der Abstand zwischen Sitz und Eimer ist minimal.



Model 9062



VERMEIREN
we care for you



Geformter Rücken für einen höheren Sitzkomfort



9063 höhenverstellbare Füße



Weiche Sitzpolsterung



Minimaler Abstand zwischen Sitz und Eimer

Rahmenfarben

Polster



C86



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Qualitätsgarantie

Hinsichtlich der Qualität entsprechen die **9062** und **9063** den höchsten Normen, die von zertifizierten Prüfinstituten in den meisten europäischen Ländern festgelegt wurden.

Caractéristiques techniques 9062

■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamthöhe	835mm
■ Gesamtlänge	650 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Höhe Armlehnen	215 mm
■ Sitzhöhe	475 mm
■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	8,35 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

9063

■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamthöhe	755 - 885 mm
■ Gesamtlänge	650 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Höhe Armlehnen	215 mm
■ Sitzhöhe	470 - 560 mm
■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you