

Eclips X4

Leichtgewichtrollstuhl aus Aluminium mit einstellbarer Sitzhöhe, Sitztiefe und verstärkter Kreuzstrebe. Die Verstellung der Sitztiefe kann sowohl vorne als auch hinten vorgenommen werden.

Auch die Armlehnen sind wegklappbar, abnehmbar und als Option in der Höhe verstellbar.

max.
Belastbarkeit
150 kg

Steckachsen für einfache und schnelle Entfernung der Räder.

Nach innen und außen abschwenkbare Beinstützen



Aluminiumgabeln verringern das Gewicht des Rollstuhls - die Befestigungshöhe ist veränderbar. Die Lenkräder können in verschiedenen Höhen angebracht werden.

Tiefenverstellbare Fußauflagen

Sitztiefenvariabler Rahmen



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben Eclips X4

Gesamtbreite	Sitzbreite	gefaltet	Rücken- neigung	Höhe Armlehnen	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	max. Belastbarkeit
590	390	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/500	420-460	150
620	420	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/500	420-460	150
640	440	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/500	420-460	150
660	460	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/-500	420-460	150
680	480	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/500	420-460	150
700	500	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420/500	420-460	150
740	550	300	0° - 13°	220	390/520	910-1015	1000-1210	420-500	420-460	150

Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Boden- freiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten
17	5°	7,5°	60	1530	200	24"



Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

Optionen



Eclips AMP mit BK7

Eclips X4 30°

Kit T30

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und eine umfangreiche Serienausstattung.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Farben



B05

höhenverstellbare Armlehne

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.


Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Schweiz S.A.

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Straße 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0)7229 64900 - Fax: +43 (0)7229 64900-90
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.