

V300 XR

Adaptivrollstuhl

Der V300 XR ist ein aktiver und leichter Rollstuhl für Menschen, die sich gerne dynamisch bewegen.

Es besteht aus leichtem Aluminium, um das Gesamtgewicht so gering wie möglich zu halten. Räder und Beinstützen können problemlos entfernt werden und der Stuhl passt nach dem Zusammenklappen in fast jedes Auto.



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen V300 XR

■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm
■ Gesamthöhe	850 - 940 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzhöhe	440 - 500 mm

■ Sitztiefe	440 - 520 mm
■ Höhe Rücken	300 - 350 - 400 mm
■ Höhe Armlehnen	170 mm
■ Gewicht	16 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich



- ▶ 4 Sitzhöhen
- ▶ 5 Sitztiefen
- ▶ 9 Sitzbreiten
- ▶ 5 Sitzwinkel
- ▶ Aufbewahrungsfach unter dem Sitz
- ▶ Vielzahl verschiedener Optionen

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Diese werden in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute getestet.

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und eine umfangreiche Serienausstattung.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 64 Jahren Erfahrung.

Weitere Informationen, wie z.B. Farben und Optionen finden Sie in unserem Bestellformular.



Spannungsverstellbare Rückenlehne



Option, verstell- und abnehmbare Schiebegriffe



VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Änderungen vorbehalten.