



708D

Zeitloser Klassiker HMV-Nr.: 18.50.02.0092

Ästhetik, Zuverlässigkeit und Funktionalität. Alle abnehmbaren Teile wie Fußstützen, Armlehnen, Räder und Polster können im Modulsystem getauscht werden.

Mit der breiten Palette an Zubehör und Optionen lässt sich der Rollstuhl optimal an den Benutzer anpassen.

Die überzeugende Qualität wird durch unabhängige europäische Institute bestätigt.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale



Gummiräder zum Schutz von Wänden und Möbeln



Faltbar für Transport



Option: HEM2 Doppelgreifreifen Antrieb



Option : AMP kit Achsrückverlagerung

- Die Armlehnen sind hinter die Rückenrohre abschwenkbar und abnehmbar
- Steckachsen für einfache und schnelle Entfernung der Räder
- Das Verriegelungssystem der Armlehnen stabilisiert diese so weit, dass keine seitlichen Bewegungen auftreten
- Abweisrollen sichern Wände vor Kratzern und Beschädigungen während der Fahrt in engen Räumen

Farben

C29
grau

Technische Informationen

Gesamtbreite	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
Gesamthöhe	910 mm
Gesamtlänge	1109 mm
gefaltet	280 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
Höhe Armlehnen	225 mm

Sitzhöhe	490 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	430 mm
Gewicht	18 kg
Maximales Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **708D** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**