





Dank jahrelanger Erfahrung im Bereich der Pflegerollstühle können wir uns auf die jüngsten Nutzer und das Pflegepersonal einstellen.

Das Design des Inovys Junior ist fachmännisch durchdacht, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Er bietet Komfort, Vielseitigkeit mit unendlichen Möglichkeiten, zusätzlich mit einem jugendlichem Design.

Unendliche Einstellmöglichkeiten

Einstellung und Konfiguration müssen nicht unbedingt bei der Bestellung exklusiv eingestellt werden.

Im Laufe des Tages, der Nutzung oder mit dem Nutzerwachstum sind Anpassungsmöglichkeiten ein Muss, um die aktuellen Bedürfnisse und den Komfort für den Nutzer anzupassen.

Optimale Komfortlösung

Der Inovys Junior bietet vorgeformte komfortable Sitz- und Rückkissen, erhältlich in vielen Ausführungen.



Effizientes Haltungspositionierung

Ob kurz- oder langfristig, Haltungspositionierung während des Tages ist ein Muss für unsere Nutzer. Entweder zur Druckentlastung, zur Förderung der Blutzirkulation oder einfach aus Gründen des Komforts. Sie können das Neigungssystem leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Gasdruckfedern sorgen für mehr Präzision und mehr Komfort für den Nutzer und das Pflegepersonal.



Individuelle Bedürfnisse konfigurieren

Sie können den Inovys Junior so konfigurieren und bestellen, dass er am besten zu den Bedürfnissen des Benutzers passt, dank der großen Auswahl an Optionen und Zubehör.



Besuchen Sie unsere Website und unser Bestellformular, um alle Optionen zu prüfen.



Technische Daten

■ Gesamtbreite	580 mm
■ Gesamthöhe	990 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	1050 mm
■ Sitzwinkel	0° - 21° mm
■ Sitzbreite	350 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 320 mm

■ Sitzhöhe	390 - 450 mm
■ Höhe Rückenlehne	550 - 750 mm
■ Sitztiefe	350 - 470 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Maximales Benutzergewicht	60 kg
■ Zusätzliche Informationen	CE

Maßangaben in mm und kg. Abweichungen in Größe und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Bestimmte Merkmale können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you