

D400

individuell
leicht

Schiebegriffe
höhenverstellbar

Rückenbezug
anpassbar (Klett),
Rückenhöhe
versetzbar

- Armlehnen abklappbar
und abnehmbar
- Armpolster höhenverstellbar
- Armpolster tiefenverstellbar

individuelle
Sitzpositionierung
- Sitzhöhe
- Sitztiefe

Beinstützen nach
innen und außen
abklappbar und
abnehmbar

Fußplatten
winkelverstellbar

Lenkradposition
neigungsverstellbar

Sitzhöhe einstellbar durch
Lenkradgabelpositionierung
und 5-fach-Radaufnahme



Abbildung zeigt eine mögliche Ausstattungsvariante. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Daten D400

Gesamtbreite	Sitzbreite	gefaltet	Rücken- neigung	Höhe Armlehnen	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	max. Belastbarkeit
560	380	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
580	400	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
600	420	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
620	440	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
640	460	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
660	480	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
680	500	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130
700	520	310	5°	205-280	440/470/500/530	900-1010	1020	440-520	400-430-460	130

Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Boden- freiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten	TUV AMMANN BRUNNEN ISO 9001	CE
17,7 kg*	7°	10°	60	1500	200x50 PU/Luft 200x35 PU/Luft 150x30 PU/Luft 140x37 PU	24" Luft 22" Luft		

Abmessungen angegeben mit 24"/200x50-Bereifung. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.
* Angegeben bei Sitzbreite 440 mm inkl. Armlehnen, Beinstützen, Räder, Bremsen, Sitz- und Rückenbespannung.

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.