

Sagitta kids

Kinderrollstuhl



Kinder-Aktiv Rollstuhl

Der Rahmen ist so konstruiert, dass die Sitzbreite angepasst werden kann.



Sagitta mit Schiebestange



Winkel- und Höhenverstellbarer Schiebebügel


Optional mit winkelverstellbarem Rücken

Kleiderschutz



Sport-Bremsen

Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



460-560	240-340	-7/+7°	370-428	3"	230-430	220-270	280-320	700-750	4°	9	60
492-592	240-340	-7/+7°	(mit Kissen)	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	6°	9	60
523-622	240-340	-7/+7°	410-468	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	8°	9	60
555-655	240-340	-7/+7°	(ohne Kissen)	4"	230-430	220-270	280-320	700-750	10°	9	60

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

