



ECO-Plus

R O L L A T O R

HMV-NR.: 10.50.04.1246

ECO-Plus faltbarer Rollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Sitzhöhe ist über eine einfache Einstellung am Rahmen veränderbar. Die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar, ideal für größere Personen. Komplett mit gepolsterter Rückenstütze.

- Multifunktionsbremse
- Handgriffe ergonomisch

gepolsterte Rückenstütze

Gesamtbreite	610 mm
Gesamthöhe	845 - 1020 mm
Gesamtlänge	680 - 795 mm
Sitzbreite	360 mm
Sitzhöhe	555 - 625 mm
Sitztiefe	360 mm
Gesamtgewicht mit Einkaufsnetz	7,2 kg
Maximale Belastbarkeit	136 kg
Räder (vorne / hinten)	200x35 mm
Farben	silber - blau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Sitzhöhenverstellung

gepolstertes Sitzkissen

abnehmbare Einkaufstasche

Kipphilfe



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen