

Luggie

Der Luggie ist der ideale Reise-Scooter. Bequem für kurze Distanzen, innerhalb kürzester Zeit zusammenklappbar und superleicht mitzunehmen, als Reisegepäck für Schiff, Zug oder Flugzeug (inklusive der Batterien). Der Scooter ist sehr manövrierfähig und eignet sich somit auch für den Einsatz in kleinen Räumen.



Leicht im Kofferraum zu verstauen.



Lenker kann verlängert werden.



Komplett zusammengeklappt ist er leicht zu transportieren.

- Länge: 982 mm
- Breite: 455 mm
- Höhe: 860 mm
- Abstand Boden-Fußplatte: 120 mm
- Batterie: 8,5Ah
- Reichweite: 20 km**
- Gewicht: 25,4 kg
- max. Geschwindigkeit: 6 km/h*
- Zuladung: 114 kg
- Farbe: Champagner
- Option: abklapp-, verstell- und abnehmbare Armlehnen

Teleskopierbare Lenksäule

Sitzverstellung in zwei Höhen

Entnehmbares Lithium-Batteriepaket



Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen