

Alya

Kompakte Größe



Kompakte Größe für den Transport

Der **Alya** ist ein sehr kompakter und faltbarer Scooter. Einfach mitzunehmen, so dass der Benutzer jederzeit und überall seinen Scooter nutzen kann. Mit seiner großen Reichweite fühlt sich der Alya sowohl im Aussenbereich als auch im Innenbereich wohl.



- teleskopierbare Lenksäule
- sichtbare Batterieanzeige
- abnehmbarer Schlüssel

Klappsitz für einfachen Transport



*silbernes Modell mit
17,4 Ah Batterien*



- herausnehmbarer Lithium Ionen Akku
- Fußstütze

*rotes Modell mit
11,6 Ah Batterien*

Diese Bilder sind nur Abbildungen ghnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen


Technische Daten Alya



6




12,8
18,6*



6°/10%




40



1420



420



710-910



905



165x50 (4)



110




19,6
20,1*



115



24V / 11,6Ah
24V / 17,4Ah



180W

Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abbildungen können im Detail je Modell abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. * Nur für das silbergraue Modell.

Transport

Der **Alya** ist ein perfekter und leichter Transportscooter, kompakt in der Größe und in weniger als einer Minute faltbar. Ideal für kurze Strecken und bequem zu fahren.

Vollständig faltbar

Schalten Sie den **Alya** aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Senken Sie die Lenksäule in die niedrigste Position und ziehen Sie den hinteren gelben Hebel nach oben. Drücken Sie dann den Sitzbereich nach unten.

Klappen Sie die Fußplatte hoch und schieben Sie den **Alya** zusammen. Jetzt ist der **Alya** komplett transportbereit.



Farben



Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Diese werden in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute getestet.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12a
40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211 94 27 90
Fax: +49 (0)211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Änderungen vorbehalten.