

# Ceres SE

## Elektromobil

6 km/h - 10 km/h - 15 km/h



für 6 km/h  
HMV- Nr.:  
18.51.05.1043



Abgebildete Funktionen können optional sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Angaben Ceres SE

Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Räder	Sitzhöhe	Gesamtwicht	max. Belastung	Batterien	Motor	max. km/h	max. Reichweite
620	1280	1300	4.00-5	450-500	106	140	12V-38Ah(2)	450	6	35
620	1280	1300	4.00-5	450-500	106	140	12V-50Ah(2)	450	10	48
620	1280	1300	4.00-5	450-500	111	140	12V-50Ah(2)	650	15	30

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

max. Steigung	Hindernishöhe	Wendekreis
6°/10%	115	2800



## Alles in einem Elektromobil vereint.

Das einmalige Fahrerlebnis des kompakten und leichtgängigen **Elektromobils CERES SE**, gewährt auch bei unebenem Gelände hohen Fahrkomfort durch die Zentralfederung der Antriebsachse, sowie der beidseitigen Einzelradfederung der Lenkräder. Leichtes Handling der Verstellrichtungen für Lenksäule, Sitztiefe, und Rückenneigung machen das Elektromobil zu einem individuellen Begleiter auf Ihren Fahrten.

Zwei **Rückspiegel**, ein **Einkaufskorb**, der mit einem Schnellverschluss entriegelt werden kann, der **Komfortsitz mit einstellbarer Kopfstütze**, sowie die straßentaugliche LED-Beleuchtungsanlage nach StVZO, machen das Elektromobil zu einem zuverlässigen Partner, der Ihnen alles bietet, was Sie von einem Elektromobil erwarten.

### Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de) - Site: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.