



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Charme

Sitzschalenstuhl



Kopfkissen
gepolstert

Sitz und Rücken
gepolstert

Armlehnen
gepolstert,
mit breiter Auflage

Schultergurt

Tisch
abnehmbar
und abklappbar












Handlauf
für Sitzkantelung

Laufrollen bremsbar

Beinauflage
mitlaufend
winkelverstellbar



Technische Angaben **CHARME**

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 Höhe Armlehnen	 Sitzhöhe	 Gesamthöhe	 Rückenhöhe	 Sitzneigung	 Sitztiefe	 Gesamtlänge	 Gewicht	 max. Belastung
740/895*	380	230	450/ 495	1240/1265	750/ 770 /790	-10°/+30°	460	770	25	120
760/915*	400	230	450/ 495	1240/1265	750/ 770 /790	-10°/+30°	460	770	25	120
780/935*	420	230	450/ 495	1240/1265	750/ 770 /790	-10°/+30°	460	770	25	120
800/955*	440	230	450/ 495	1240/1265	750/ 770 /790	-10°/+30°	460	770	25	120
840/995*	480	230	450/ 495	1240/1265	750/ 770 /790	-10°/+30°	460	770	25	120

*Mit montiertem Tisch. Alle Angaben inkl. 80 mm Sitzkissen. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich



Ein Sitzschalenstuhl für alle Fälle.

Ob in der Standardausstattung (Modell CHARME), mit elektrisch verstellbarer Sitzkantelung (Modell CHARME-E), oder mit hochwertigem Kunstleder bezogen (Modell CHARME DELUXE) - dieses Modell macht eine gute Figur, wenn es darum geht, den Erfordernissen, die eine häusliche Pflege mit sich bringt, gerecht zu werden. Unabhängigkeit und Komfort spielen dabei eine wesentliche Rolle, damit der Nutzer eigenständig die Verstellfunktionen bedienen kann.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
 D-40472 Düsseldorf
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
 Fax: +49 (0) 211 65 36 00
 Mail: info@vermeiren.de
 Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
 Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.