



Springer

Kinder-E-Rollstuhl mit Hubsitzfunktion

Ein Rollstuhl, der auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes abgestimmt ist. Mit seinen vielen einstellbaren Funktionen ermöglicht der Springer optimale Anpassungen, um perfekten Komfort und Fahrspaß zu gewährleisten.



VERMEIREN
we care for you

Soziale Interaktion

Der Springer ist eine perfekte Wahl für Kinder. Der Stuhl lässt sich dank der Möglichkeit, die Augenhöhe zu erhöhen, leicht an alle sozialen Situationen anpassen.

- Höhenverstellbarer Sitz für besseren Zugriff & bessere soziale Interaktion
- Einfaches Manövrieren drinnen und draußen
- Bodenfreiheit von 80 mm
- Toller Look & hohe Konfigurierbarkeit
- LED-Beleuchtung vorne & hinten



*Höhenverstellbarer Sitz bis 300 mm
für eine bessere soziale Interaktion*

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Springer** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Farben



Elektrisch verstellbare Rückenlehne und Sitz

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamtlänge	960 - 1230 mm
■ Gesamthöhe	1010 mm
■ Sitzhöhe	530 - 810 mm
■ Sitzbreite	260 - 380 mm
■ Sitztiefe	310 - 370 mm

■ Batterie	2x12V/50Ah/220W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	23 km
■ Gewicht	90 kg
■ Maximales Benutzergewicht	50 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite und Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. * Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%) Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you