Duschstuhl





Lilly Duschstuhl

mit Rückenlehne und integrierten Haltegriffen

Gesamtbreite: 510 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 770 - 870 mm Sitzhöhe: 360 - 460 mm Sitzbreite: 510 mm Gewicht: 2 kg Belastbarkeit: 150 kg







Lola Duschstuhl

mit Rückenlehne, abgerundeten Sitzflächenkanten und integrierten Haltegriffen

Gesamtbreite: 450 mm Tiefe: 450 mm Höhe: 620 - 790 mm Sitzhöhe: 360 - 520 mm Sitzbreite: 450 mm Sitztiefe: 340 mm Gewicht: 2,85 kg Belastbarkeit: 120 kg

