



Grace

Duschklapsitz

mit geformter Sitzfläche und integrierten Handgriffen zur Wandmontage, kann nach Gebrauch hochgeklappt werden.



Gesamtbreite: 480 mm
Tiefe: 410 mm
Höhe: 420 - 530 mm
Sitzhöhe: 380 - 490 mm
Sitzbreite: 480 mm
Gewicht: 3 kg
Belastbarkeit: 130 kg



Vera

Rutschbrett mit Drehteller (360°)

Gesamtbreite: 354 mm
Tiefe: 728 mm
Höhe: 70 mm
Durchmesser Drehteller: 321 mm
Gewicht: 3,75 kg
Belastbarkeit: 130 kg



Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.