



Altitude

Therapie- und Lagerungsstuhl
mit Lenkrollen

VERMEIREN hat den **Altitude** so gestaltet, dass der **Benutzer** den **größtmöglichen Komfort genießen kann**. Dieser geriatrische Stuhl ist standardmäßig mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten, verstellbaren Kopfstütze versehen. Da die Fußstütze mit Gasfedern ausgestattet ist, ist das Ein- und Aussteigen einfach. Der Altitude ist auch in XL-Größe oder als elektrische Version erhältlich.



VERMEIREN
we care for you

Design

Die Fußstützen sind mit einer Gasfeder ausgestattet, die das Ein- und Aussteigen erleichtert, optional aber auch mit einer einteiligen Fußplatte erhältlich. Der Altitude ist mit vier bremsbaren Laufrollen ausgestattet. Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung und erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung.

Farben



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	710 mm
■ Gesamtlänge	1090 mm
■ Gesamthöhe	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm
■ Sitzhöhe	445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 515 / 485 - 510 - 535 mm
■ Rückenhöhe	792 / 812 / 832 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht der **Altitude** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Option B52 Infusionshalter



Option B10 einteilige Fußplatte



Option B12 abschwenkbare Therapieplatte



Die Bezüge sind vollständig abnehmbar

■ Sitzneigung	0° / + 40° mm
■ Sitztiefe	440 / 460 / 480 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Gewicht	33,9 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.