



Coraille XXL

Schwerlast - Pflegerollstuhl mit Schalenitz

Das Modell Coraille in den Sondersitzbreiten 55 cm und 60 cm und einer max. Belastbarkeit bis 150 kg.

Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung, erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale

- 5-Punkt- Gurt
- Einstellbare Sitzhöhe
- Lenkrollen
- Sitzneigung bis 40°

Farben



Option B52
Infusionshalter



- Abnehmbarer Sicherheitsgurt
- Abnehmbare und verstellbare Kopfstütze



Extra große und robuste
Vorderräder

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Coraille XXL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	800 mm
■ Gesamthöhe	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Gesamtlänge	1150 mm
■ Sitzbreite	550 / 600 mm
■ Sitzhöhe	570 - 595 - 620 mm
■ Sitzwinkel	0° / 40°

■ Sitztiefe	510 mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm
■ Gewicht	46 kg
■ Maximales Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you